




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Mastercycler® nexus gradient, 230 V/50 - 60 Hz

9.441,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Der PCR-Cycler Mastercycler nexus bietet Wissenschaftlern in vielerlei Hinsicht Flexibilität. Der 96-Well-Aluminiumblock kann unterschiedliche Standardgefäßtypen von 0,2-mL-Gefäßen bis hin zu 96-Well-Platten aufnehmen. Es müssen keine zusätzlichen Blöcke gekauft werden. Die Silberblock-Varianten sorgen für schnellere Temperierraten als die Aluminiumblöcke. An einen programmierbaren Cycler können bis zu zwei eco-Cycler angeschlossen werden, wobei die Konfiguration auch die nexus X2 eco-Geräte beinhalten kann, so dass maximal sechs unabhängige Blöcke zur Verfügung stehen. Der flexlid-Deckel lässt sich mühelos für verschiedene Gefäße in der Höhe verstellen. Der Mastercycler nexus kann Sie sogar per E-Mail informieren, wenn der PCR-Lauf abgeschlossen ist. Was braucht man mehr bei einem PCR-Cycler?

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-3855
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072683634
Bruttogewicht	15
HSNummer	84198998
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	13.50000 kg
Ursprungsland	Deutschland

