



## KERN Analysenwaage ADB, 120 g

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

- KERN ADB 600-C3: Kompakte, platzsparende Karatwaage mit einer Ablesbarkeit von 0,001 ct und einem Wägebereich von 600 ct. Die hohe Genauigkeit spart überall dort bares Geld, wo wertvolle Edelsteine gewogen werden
- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wäageergebnisse
- Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung

## Zusätzliche Informationen

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Art.-Nr.             | KP-0395  |
| Hersteller (Marke)   | KERN   |
| EAN                  | 4058072125349  |
| Farbe                | hellgrau grau  |
| Breite               | 230 mm   |
| Höhe                 | 310 mm   |
| Tiefe                | 310 mm   |
| Ablesbarkeit         | 0.0001 g   |
| Bedienung über       | Folientastatur   |
| Gewicht              | 7.2 kg   |
| Reproduzierbarkeit   | 0.0002 g   |
| Typ Schnittstelle    | RS232  |
| Waagen Eigenschaften | mit umschaltbaren Wä geeinheiten mit interner Kalibrierung mit Windschutz mit Schnittstelle mit GLP-Funktionen |
| Energieversorgung    | Batterie Stromnetz   |
| Form Wä geplatte     | rund   |
| Material Wä geplatte | Edelstahl  |
| Typ Kalibrierung     | auf Knopfdruck   |
| Wä gebereich MAX     | 120 g  |
| Hersteller           | KERN   |
| Typ Waage            | Analysewaage   |
| Wä geeinheiten       | ct lb oz   |

