



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Analysenwaage ALJ, 250 g

**1.450,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

- KERN ALJ 200-5DA: Hochpräzise Halbmikro-Analysenwaage
- KERN ALJ-A03: Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Dadurch besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten. Passend für alle Modelle dieser Serie
- nur ALJ-A/-AM: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen  $\pm 1,2$  °C und zeitgesteuert nach definierten Intervallen, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- nur ALS-A: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, mittels eines externen Prüfgewichts
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder
- Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-0632
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105838254
EAN	4058072126278
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau grau
Breite	210 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	340 mm
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten mit interner Kalibrierung mit Windschutz mit Schnittstelle mit GLP-Funktionen
Ablesbarkeit	0,1 mg
Bedienung über	Folientastatur
Energieversorgung	Batterie Stromnetz
Form Wägeplatte	rund
Gewicht	9.6 kg
Hersteller	KERN
Material Wägeplatte	Edelstahl
Reproduzierbarkeit	0,1 mg
Typ Kalibrierung	auf Knopfdruck
Typ Schnittstelle	RS232
Typ Waage	Analysewaage
Wägebereich MAX	250 g
Wägeeinheiten	ct lb oz

