



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Sartorius Quintix® Analysenwaage, 30 g, Wägeplatte 80 mm Ø, interne Justierautomatik

5.960,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Intuitive Touchscreen-Bedienung in Verbindung mit der hochpräzisen Wägetechnologie machen die **Quintix® Laborwaagen** zur ersten Wahl, wenn beste Messergebnisse gefordert sind. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den einfach zu handhabenden Applikationen. Steigern Sie die Effizienz Ihres Laboralltags mit der neuen Bedienoberfläche und dem Farb-Touchscreen zur fehlerfreien, intuitiven Bedienung der Waage. Die integrierten Applikationsprogramme erleichtern Ihnen das Wiegen im Labor.

Die interne vollautomatische Justierfunktion isoCAL bietet höchste Genauigkeit und bequeme Funktionalität. Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen Sartorius Labordrucker. Damit erzeugen Sie schnell GLP-konforme Dokumente und Protokolle.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-8722
Hersteller (Marke)	Sartorius
alte neoLab ArtikelNr.	5-2042
EAN	4058072371364
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau weiß
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	218 mm
Höhe	316 mm
Länge	376 mm
Tiefe	376 mm
Ablesbarkeit	0.0100 mg
Bedienung über	Touchscreen
Gewicht	7.8 kg
Reproduzierbarkeit	0.1 mg
Typ Schnittstelle	USB mini
für Umgebungstemperatur	10 bis 30°C
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wä geeinheiten mit interner Kalibrierung mit Windschutz mit Schnittstelle
DM Wä geplatte	80 mm
Energieversorgung	Stromnetz
Form Wä geplatte	rund
Material Wä geplatte	Edelstahl
Typ Kalibrierung	automatisch
Wä gebereich MAX	30 g
Typ Waage	Analysewaage
Wä geeinheiten	g kg ct oz mommes tola teals grain Newton

