




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Federwaage 281, 300 g

105,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

- **Skalenrohr aus Aluminium:** robust, langlebig, rostfrei
- **Gramm-/Kilogramm-Skala:** Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N
- **Druckkraftmessung:** mittels eines optionalen Drucksets möglich
- **Haltebügel:** dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
- **Hohe Präzision:** Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
- Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
- Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit ≤ 1 kg
- **Hochwertige Verarbeitung:** Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-0918
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072126643
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau/graue
Breite	220 mm
Höhe	12 mm
Tiefe	12 mm
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wä geeinheiten
Bedienung über	nur ablesen
Gewicht	47 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Federwaage
Wä gebereich MAX	300 g

