



KERN Federwaage 281, 30 g

Artikelbilder



Beschreibung

- **Skalenrohr aus Aluminium:** robust, langlebig, rostfrei
- **Gramm-/Kilogramm-Skala:** Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N
- **Druckkraftmessung:** mittels eines optionalen Drucksets möglich
- **Haltebügel:** dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
- **Hohe Präzision:** Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
- Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
- Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit <= 1 kg
- **Hochwertige Verarbeitung:** Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-1400
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072127572
Farbe	hellgrau grau
Breite	220 mm
Höhe	12 mm
Tiefe	12 mm
Ablesbarkeit	0.25 g
Bedienung über	nur ablesen
Gewicht	39 kg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Wägebereich MAX	30 g
Hersteller	KERN
Typ Waage	Federwaage

