Deutschland



KERN Federwaage 281, 2,500 kg

Artikelbilder

neoLab



Beschreibung

- Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei
- Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N
- Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich
- Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
- Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
- Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
- Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit <= 1 kg
- **Hochwertige Verarbeitung:** Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	KP-3396
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645828172
EAN	4058072134013
Farbe	hellgrau grau
Breite	225 mm
Höhe	12 mm
Tiefe	12 mm
Ablesbarkeit	20 g
Bedienung über	nur ablesen
Gewicht	47 kg
Wägebereich MAX	2 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Federwaage

