Deutschland



## KERN Federwaage 285, 50 kg

## **Artikelbilder**

neoLab



## **Beschreibung**

- Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei
- Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N
- Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich
- Schleppzeiger und Handgriff: serienmäßig bei allen Modellen der Serie 285
- Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
- Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
- Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
- Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit <= 1 kg
- **Hochwertige Verarbeitung:** Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	KP-1559
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072128227
Farbe	hellgrau grau
Breite	370 mm
Höhe	32 mm
Tiefe	32 mm
Ablesbarkeit	0.5 kg
Bedienung über	nur ablesen
Gewicht	570 kg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Wägebereich MAX	50 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Federwaage

