



KERN Federwaage 285, 10 kg

Artikelbilder



Beschreibung

- **Skalenrohr aus Aluminium:** robust, langlebig, rostfrei
- **Gramm-/Kilogramm-Skala:** Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N
- **Druckkraftmessung:** mittels eines optionalen Drucksets möglich
- **Schleppzeiger und Handgriff:** serienmäßig bei allen Modellen der Serie 285
- **Haltebügel:** dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
- **Hohe Präzision:** Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
- Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
- Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit <= 1 kg
- **Hochwertige Verarbeitung:** Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-1735
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072128531
Farbe	hellgrau grau
Breite	370 mm
Höhe	32 mm
Tiefe	32 mm
Ablesbarkeit	100 g
Bedienung über	nur ablesen
Gewicht	450 kg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Wägebereich MAX	10 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Federwaage

