



## KERN Federwaage 287, 500 g

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

- Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen
- **Hohe Präzision:** Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
- Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
- Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung
- Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen
- Die serienmäßig mitgelieferte Aufhängevorrichtung kann bequem gegen eine andere ausgetauscht werden, dadurch individuell an das Wägegut anpassbar

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-1956
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072129255
Farbe	hellgrau grau
Breite	225 mm
Höhe	12.2 mm
Tiefe	12.2 mm
Ablesbarkeit	5 g
Bedienung über	nur ablesen
Gewicht	39 kg
Wägebereich MAX	500 g
Hersteller	KERN
Typ Waage	Federwaage
Wägeeinheiten	g

