



KERN Federwaage 287, 10 g

Artikelbilder



Beschreibung

- Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen
- **Hohe Präzision:** Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
- Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
- Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung
- Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen
- Die serienmäßig mitgelieferte Aufhängevorrichtung kann bequem gegen eine andere ausgetauscht werden, dadurch individuell an das Wägegut anpassbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-2142
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072129767
Farbe	hellgrau grau
Breite	225 mm
Höhe	12.2 mm
Tiefe	12.2 mm
Ablesbarkeit	0.1 g
Bedienung über	nur ablesen
Gewicht	39 kg
Wägebereich MAX	10 g
Hersteller	KERN
Typ Waage	Federwaage
Wägeeinheiten	g

