



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Hängewaage HCB, 500 kg

215,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc. Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz HCB mit $\geq 0,5$ t: Verstärkte Ausführung für hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht serienmäßig

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4334
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072139629
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	1 kg
Bedienung über	Folientastatur
Energieversorgung	Stromnetz
Wägebereich MAX	500 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Hängewaage

