



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Hängewaage HCB, 200 kg

130,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
- HCB mit $\geq 0,5$ t: Verstärkte Ausführung für hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht serienmäßig

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4337
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645875200
EAN	4058072139650
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau/dunkelgrau
Ablesbarkeit	100 g
Bedienung über	Folientastatur
Energieversorgung	Stromnetz
Wägebereich MAX	200 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Hängewaage

