



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Kofferwaage HGA, 50 kg

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

- Diese ergonomisch optimierte Gepäckwaage eignet sich hervorragend zum schnellen und präzisen Prüfen von Koffern, Taschen, Sportgepäck etc. Die hohe Maximallast sorgt für ausreichend Sicherheitsreserve und bietet sich dadurch auch zum Wiegen anderer, hängender Lasten an
- Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Ergonomisches Design zur angenehmen Handhabung
- Stabiles Nylongewebeband zum sicheren Befestigen des Wägeguts
- Einfache und komfortable 1-Tasten-Bedienung
- Einheitenumschaltung bequem per Tastendruck
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Automatische Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige für 12 sec „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, den Wägewert in Ruhe abzulesen
- Startbereit: Batterien inklusive, 3V CR2032, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, Batteriestandsanzeige im Display
- Hinweis: Die Modelle werden nur im 5er-Set geliefert. D. h. die in der Tabelle angegebenen Preise beziehen sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stück. Einzellieferung nicht möglich. Die angegebenen Kalibrierpreise beziehen sich auf die Kalibrierung einer einzelnen Waage

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4397
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072140205
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau/dunkelgrau
Ablesbarkeit	10 g
Bedienung über	Folientastatur
Energieversorgung	Stromnetz
Wägebereich MAX	50 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Kofferwaage

