




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Handkraftmesser Max 130 kg: d= 100 g

265,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Besonders geeignet für den Einsatz in Rehabilitationszentren zur Bestimmung der Schließkraft der Hand
- Vier Messmodi, die z. B. im Rahmen eines Rehabilitations-Programms dem medizinischen Personal helfen den Fitnesszustand der Hand des Patienten zu prüfen und kontrolliert zu trainieren:
 - Echtzeit-Modus: zeigt direkt die aktuelle Kraft an
 - Spitzenwert-Modus: zeigt die Maximalkraft eines Handgriffs an
 - Durchschnitts-Modus: Errechnet die durchschnittliche Kraft aus zwei Handgriffen
 - Zähl-Modus: zählt die Anzahl der Pressvorgänge, die eine zuvor definierte Grenzkraft übersteigt
- Geeignet zum Aufdecken verringerter Handkräfte und einem daraus resultierenden Morbiditätsrisiko bei älter werdenden Menschen oder einer Mangelernährung z. B. im Zuge einer Chemotherapie oder ähnlichem
- Im Rahmen eines Rehabilitations-Programms erlaubt dies dem medizinischen Personal den Fitness-Zustand der Hand des Patienten zu prüfen und kontrolliert zu trainieren
- Sichere und komfortable Handhabung durch rutschsichere Gummi-Griffe
- AUTO-OFF-Funktion nach 1 Minute zur Batterieschonung
- Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
- KERN MAP 80KIS: Spezielle Version für Kinder: Die geringe Grifftiefe erlaubt ein ergonomisches Greifen speziell bei kleinen Kinderhänden
- Auswechselbare Federn ermöglichen schnelles Ändern der Kapazität (zusätzliche im Lieferumfang enthaltene Federsätze)
- Durch die unterschiedlichen Härtegrade der einzelnen Federn ist der Handkraftmesser universell bei den verschiedensten Patientengruppen einsetzbar, wie z. B. bei Kindern, Senioren oder in der Sportmedizin
- Stabiler Koffer zum sicheren und einfachen Transport sowie zur Aufbewahrung der zusätzlichen Federsätze, serienmäßig, B×T×H 350×265×85 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4683
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072142841
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau
Ablesbarkeit	100 g
Hersteller	KERN
Typ Waage	Kraftmesser
Wägebereich MAX	130 kg
Wägeeinheiten	kg

