



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Handkraftmesser Max 80 kg: d= 100 g

**265,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

- Besonders geeignet für den Einsatz in Rehabilitationszentren zur Bestimmung der Schließkraft der Hand
- Vier Messmodi, die z. B. im Rahmen eines Rehabilitations-Programms dem medizinischen Personal helfen den Fitnesszustand der Hand des Patienten zu prüfen und kontrolliert zu trainieren:
  - Echtzeit-Modus: zeigt direkt die aktuelle Kraft an
  - Spitzenwert-Modus: zeigt die Maximalkraft eines Handgriffs an
  - Durchschnitts-Modus: Errechnet die durchschnittliche Kraft aus zwei Handgriffen
  - Zähl-Modus: zählt die Anzahl der Pressvorgänge, die eine zuvor definierte Grenzkraft übersteigt
- Geeignet zum Aufdecken verringerter Handkräfte und einem daraus resultierenden Morbiditätsrisiko bei älter werdenden Menschen oder einer Mangelernährung z. B. im Zuge einer Chemotherapie oder ähnlichem
- Im Rahmen eines Rehabilitations-Programms erlaubt dies dem medizinischen Personal den Fitness-Zustand der Hand des Patienten zu prüfen und kontrolliert zu trainieren
- Sichere und komfortable Handhabung durch rutschsichere Gummi-Griffe
- AUTO-OFF-Funktion nach 1 Minute zur Batterieschonung
- Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
- KERN MAP 80KIS: Spezielle Version für Kinder: Die geringe Grifftiefe erlaubt ein ergonomisches Greifen speziell bei kleinen Kinderhänden
- Auswechselbare Federn ermöglichen schnelles Ändern der Kapazität (zusätzliche im Lieferumfang enthaltene Federsätze)
- Durch die unterschiedlichen Härtegrade der einzelnen Federn ist der Handkraftmesser universell bei den verschiedensten Patientengruppen einsetzbar, wie z. B. bei Kindern, Senioren oder in der Sportmedizin
- Stabiler Koffer zum sicheren und einfachen Transport sowie zur Aufbewahrung der zusätzlichen Federsätze, serienmäßig, B×T×H 350×265×85 mm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4685
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072142865
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau
Ablesbarkeit	100 g
Wägebereich MAX	80 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Kraftmesser
Wägeeinheiten	kg

