



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**KERN Kraft-Prüfstand - elektronisch, eine  
Kolumne Max 500 N: Vertikal &lt;-&gt; 300 mm**

**2.480,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Motorisierter Prüfstand für Zug- und Druckkraftprüfungen Tischausführung für einfache Bedienung Robustes Design für dauerhafte Anwendung Leicht bedienbarer Stopp-Schalter Individuell einstellbare Endpunkte des Verfahrensweges Automatischer oder manueller Verfahrenmodus Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis 500 N (z. B. , nicht im Lieferumfang enthalten)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-5553
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072150587
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau
Hersteller	KERN
Typ Waage	Kraftmesser
Wägebereich MAX	500 N
Wägeeinheiten	Newton

