




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN elek. Kraftmessgerät (intern) Max 20 N: d=0,01 N

**590,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände Datenschnittstelle RS-232, inklusive Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm Lieferung im robusten Tragekoffer Wählbare Einheiten: N, lb, kg Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt Auto-Power-Off Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-4216
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072138608
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau
Ablesbarkeit	0,01 N
Wägebereich MAX	20 N
Hersteller	KERN
Typ Waage	Kraftmesser
Wägeeinheiten	Newton

