



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN elek. Kraftmessgerät (intern) Max 500 N: d=0,1 N

590,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände Datenschnittstelle RS-232, inklusive Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm Lieferung im robusten Tragekoffer Wählbare Einheiten: N, lb, kg Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt Auto-Power-Off Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4229
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072138677
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau
Ablesbarkeit	0,1 N
Wägebereich MAX	500 N
Hersteller	KERN
Typ Waage	Kraftmesser
Wägeeinheiten	Newton

