




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN elek. Kraftmessgerät (intern) Max 100 N: d=0,05 N

**275,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign  
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige Wählbare  
Einheiten: N, lb, kg, oz Auto-Power-Off Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm  
Befestigungsmöglichkeit an allen SAUTER-Prüfständen Mit einem der beiden optionalen Aufsätze für  
Zugspannungsprüfung wird aus dem SAUTER FK ein Tensiometer zur Prüfung von Materialspannungseigenschaften von  
Kabeln, Drähten, Fäden, Schnüren etc. (siehe Zubehör)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-4242
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072138752
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau
Ablesbarkeit	0,05 N
Wägebereich MAX	100 N
Hersteller	KERN
Typ Waage	Kraftmesser
Wägeeinheiten	Newton

