



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN elek. Kraftmessgerät (intern) Max 1 kN: d=0,5 N

275,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige Wählbare
Einheiten: N, lb, kg, oz Auto-Power-Off Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm
Befestigungsmöglichkeit an allen SAUTER-Prüfständen Mit einem der beiden optionalen Aufsätze für
Zugspannungsprüfung wird aus dem SAUTER FK ein Tensiometer zur Prüfung von Materialspannungseigenschaften von
Kabeln, Drähten, Fäden, Schnüren etc. (siehe Zubehör)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4243
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072138769
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau
Ablesbarkeit	0,5 N
Wägebereich MAX	1 N
Hersteller	KERN
Typ Waage	Kraftmesser
Wägeeinheiten	Newton

