



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN elek. Kraftmessgerät (intern) Max 50 N: d=0,02 N

**570,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

- Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedingungen
- Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
- Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein optisches Signal unterstützt
- Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
- Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit von der Belastung (-2 bis +2 V)
- KERN FL 2K: mit externer Messzelle, Zugösen und Druckplatten im Lieferumfang enthalten
- Standardaufsätze: wie abgebildet
- Wählbare Einheiten: N, kN, kg, oz, lb

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4282
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072139155
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau
Ablesbarkeit	0,02 N
Wägebereich MAX	50 N
Hersteller	KERN
Typ Waage	Kraftmesser
Wägeeinheiten	Newton

