



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Babywaage MBC, 20 kg

370,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Beliebt in der Pädiatrie dank der großen Schale, die mit ihrer optimalen ergonomischen Rundung ideal für Säuglinge geeignet ist
- Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
- Robuster ABS-Kunststoff. Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Hold-Funktion: Bei unruhig liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und eingefroren. So bleibt genügend Zeit sich dem kleinen Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
- Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
- In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.
- NEU: MBC-E, baugleich mit MBC, jedoch ohne Netzadapter, besonders für den mobilen Einsatz geeignet z. B. für Hebammen
- KERN MBC: Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
- MBC-E: Batteriebetrieb möglich, Netz- und Akkubetrieb optional

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4691
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072142919
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	10 g
Bedienung über	Folientastatur
Energieversorgung	Stromnetz
Hersteller	KERN
Material Wägeplatte	Kunststoff
Wägebereich MAX	20 kg

