



KERN Präzisionswaage 440, 400 g

Artikelbilder



Beschreibung

- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen,

technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-0196
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645844035
EAN	4058072124946
Farbe	hellgrau/grau
Breite	165 mm
Höhe	235 mm
Tiefe	235 mm
Ablesbarkeit	10 mg
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	1.41 kg
Reproduzierbarkeit	10 mg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wä geeinheiten
Material Wä geplatte	Edelstahl
Wä gebereich MAX	400 g
Hersteller	KERN
Typ Waage	Prä zisionswaage

