

KERN Präzisionswaage 440, 2 kg

Artikelbilder

neoLab



Beschreibung

• Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen,

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	KP-0209
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645844047
EAN	4058072125035
Farbe	hellgrau grau
Breite	165 mm
Höhe	230 mm
Tiefe	230 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	1.56 kg
Reproduzierbarkeit	100 mg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	2 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

