




KERN Präzisionswaage 440, 4 kg

Artikelbilder



Beschreibung

- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen,

technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-0549
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645844049
EAN	4058072126001
Farbe	hellgrau/grau
Breite	165 mm
Höhe	230 mm
Tiefe	230 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	1.63 kg
Reproduzierbarkeit	100 mg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	4 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

