




## KERN Präzisionswaage 440, 4 kg

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen,

technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-0552
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645844051
EAN	4058072126018
Farbe	hellgrau/grau
Breite	165 mm
Höhe	230 mm
Tiefe	230 mm
Ablesbarkeit	1 mg
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	1.64 kg
Reproduzierbarkeit	1 g
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wä geeinheiten
Material Wä geplatte	Edelstahl
Wä gebereich MAX	4 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Prä zisionswaage

