



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Präzisionswaage 572, 2,400 kg

**750,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

- Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung, GLP-Protokollierung und die hohe Präzision machen die KERN 572 zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor
- Die robuste Ausführung, die industrietypischen Funktionen wie Stückzählfunktion, vibrationsfreies Wägen und die großen Wägebereiche prädestinieren diese Serie ebenso für alle Industrieanwendungen, in denen höchste Präzision gefordert wird
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m<sup>2</sup>, o. ä.
- Robustes Alu-Druckgussgehäuse, sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch
- Ringförmiger Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 106 mm. Wägeraum Ø×H 157×43 mm
- Öse und Haken für Unterflurwägungen serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Modelle mit Auflösung  $\geq 240.000$  Punkten: Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-6099
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645857235
EAN	4058072281137
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau/grau
Breite	180 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	310 mm
Ablesbarkeit	0,01 g
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	4.1 kg
Reproduzierbarkeit	10 mg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wä geeinheiten
Material Wä geplatte	Edelstahl
Wä gebereich MAX	2 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Prä zisionswaage

