



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Präzisionswaage EG , 2,200 kg

1.110,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- KERN EG-N mit interner Justierautomatik bei Temperaturänderungen oder zeitgesteuert nach definierten Intervallen. Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- nur EW-NM: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts
- Stabiles Temperatur-Verhalten
- Kurze Einschwingzeit
- Hohe mechanische Robustheit
- Hohe Eckenlast-Sicherheit
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
- Summieren von Zählteilen
- Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 118 mm, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4032
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645822202
EAN	4058072137083
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgraulgrau
Breite	265 mm
Höhe	192 mm
Tiefe	192 mm
Ablesbarkeit	10 mg
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	5.05 kg
Reproduzierbarkeit	10 mg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	2 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

