



KERN Präzisionswaage EHA 30000

Artikelbilder



Beschreibung

Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Labors, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht

- Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen
- Besonders flache Bauweise
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld
- Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägebewegnisse
- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfungewichte gegen Mehrpreis

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-9003
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072285692
Farbe	hellgrau grau
Ablesbarkeit	1 g
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	3 g
Waagen Eigenschaften	ultraflach
Material Wägeplatte	Edelstahl
Typ Kalibrierung	mit externen Gewichten
Wägebereich MAX	3000 g
Hersteller	KERN
Maße Wägeplatte	120 x 120 mm
Typ Waage	Präzisionswaage
Wägeeinheiten	g

