



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Präzisionswaage EHA 5001

70,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Labors, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht

- Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen
- Besonders flache Bauweise
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld
- Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wäegergebnisse
- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-9005
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072285715
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau/gra
Ablesbarkeit	0,1 g
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	0,3 g
Waagen Eigenschaften	ultraflach
DM Wägeplatte	105 mm
Hersteller	KERN
Material Wägeplatte	Edelstahl
Typ Kalibrierung	mit externen Gewichten
Typ Waage	Präzisionswaage
Wägebereich MAX	500 g
Wägeeinheiten	g

