



KERN Präzisionswaage EMS, 12 kg

Artikelbilder



Beschreibung

- Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik

- Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte, ableitfähig lackiert
- Besonders flache Bauweise
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfungsgewichte gegen Mehrpreis
- Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 105 mm, Wägeraum B×T×H 145×145×65 mm
- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4069
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645842003
EAN	4058072137359
Farbe	hellgrau grau
Ablesbarkeit	1 g
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	1.61 kg
Reproduzierbarkeit	1 g
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Wägebereich MAX	12 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

