




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Präzisionswaage PBS, 6,200 kg

1.850,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

nur PBJ: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen und zeitgesteuert nach definierten Intervallen, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig nur PBS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an Metallgehäuse: robust und standsicher Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren Summieren von Gewichtswerten Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage Windschutz serienmäßig, bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g, Wägeraum B×T×H 180×193×87 mm Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Single-Cell Spitzentechnologie: Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück Stabiles Temperatur-Verhalten Kurze Einschwingzeit: 3 sec Hohe mechanische Robustheit Hohe Eckenlast-Sicherheit

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr. | KP-5318 |
| Hersteller (Marke) | KERN |
| EAN | 4058072148492 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | hellgrau/graue |
| Ablesbarkeit | 10 mg |
| Bedienung über | Folientastatur |
| Gewicht | 4.94 kg |
| Reproduzierbarkeit | 10 mg |
| Waagen Eigenschaften | mit umschaltbaren Wägeeinheiten |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Wägebereich MAX | 6 kg |
| Hersteller | KERN |
| Typ Waage | Präzisionswaage |

