



KERN Präzisionswaage PCB, 6 kg

Artikelbilder



Beschreibung

- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-5334
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105836000
EAN	4058072148638
Farbe	hellgrau/rau
steril	Nein
Ablesbarkeit	1 g
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	2.14 kg
Reproduzierbarkeit	1 g
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	6 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

