




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Präzisionswaage PES, 31 kg

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

- PEJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- PES: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts
- Metallgehäuse: robust und standsicher
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von 2 oberen und 2 unteren Grenzwerten über 4 Pfeiltasten. Ein akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g. Wägeraum B×T×H 170×150×100 mm.
- Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite mittels eingebauter Öse, serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g, Haken nicht im Lieferumfang enthalten
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-5357
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072148850
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau/graue
Ablesbarkeit	100 mg
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	11.6 kg
Reproduzierbarkeit	100 mg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	31 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

