



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Präzisionswaage PES, 6,200 kg

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

- PEJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- PES: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts
- Metallgehäuse: robust und standsicher
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von 2 oberen und 2 unteren Grenzwerten über 4 Pfeiltasten. Ein akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g. Wägeraum B×T×H 170×150×100 mm.
- Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite mittels eingebauter Öse, serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g, Haken nicht im Lieferumfang enthalten
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-5359
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072148874
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau/grau
Ablesbarkeit	10 mg
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	5.74 kg
Reproduzierbarkeit	10 mg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wä geeinheiten
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	6 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

