




## KERN Präzisionswaage PFB, 200 g

### Artikelbilder



### Beschreibung

- Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wäegergebnisse
- Windschutz serienmäßig (nur für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 80 mm und 120 mm). Wägeraum B×T×H 158×143×64 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-5368
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105837203
EAN	4058072148966
Farbe	hellgrau/grau
Ablesbarkeit	0.001 g
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	2.3 kg
Reproduzierbarkeit	0.002 g
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wä geeinheiten
Material Wä geplatte	Edelstahl
Wä gebereich MAX	200 g
Hersteller	KERN
Typ Waage	Prä zisionswaage

