




KERN Präzisionswaage PLJ, 6,200 kg

Artikelbilder



Beschreibung

- PLJ 2000-3A hochwertige Milligramm-Waage mit enormem Wägebereich bis 2100 g – ideal für große Proben oder schwere Taragefäße
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder
- KERN PLJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.
- Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie der ambulante Gold- und Schmuckankauf
- KERN PLS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße Ø 110 mm, Wägeraum Ø×H 60×150 mm
- KERN PLS/PLJ-F: Dehnungsmessstreifen
- KERN PLS/PLS-A: Kraftkompensation
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Steckernetzteil KERN YKA-05 passend für PLS-A und PLJ-A
- Steckernetzteil KERN YKA-04 passend für PLS-F und PLJ-F
- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen,

technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-5396
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105833620
EAN	4058072149185
Farbe	hellgrau/grau
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	7.9 kg
Reproduzierbarkeit	10 mg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	6 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

