



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Präzisionswaage PLJ, 720 g

**1.300,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

- PLJ 720-3A hochwertige Milligramm-Waage mit einem Wägebereich bis 720 g
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder
- KERN PLJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.
- Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie der ambulante Gold- und Schmuckankauf
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße Ø 110 mm, Wägeraum Ø×H 60×150 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Steckernetzteil KERN YKA-05 passend für PLS-A und PLJ-A
- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-5398
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105833720
EAN	4058072149192
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau/graue
Ablesbarkeit	1 mg
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	7.32 kg
Reproduzierbarkeit	1 mg
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	720 g
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

