




KERN Präzisionswaage PLJ, 720 g

Artikelbilder



Beschreibung

- PLJ 2000-3A hochwertige Milligramm-Waage mit enormem Wägebereich bis 2100 g – ideal für große Proben oder schwere Taragefäße
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder
- KERN PLJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.
- Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie der ambulante Gold- und Schmuckankauf
- KERN PLS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße Ø 110 mm, Wägeraum Ø×H 60×150 mm
- KERN PLS/PLJ-F: Dehnungsmessstreifen
- KERN PLS/PLS-A: Kraftkompensation
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Steckernetzteil KERN YKA-05 passend für PLS-A und PLJ-A
- Steckernetzteil KERN YKA-04 passend für PLS-F und PLJ-F
- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen,

technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-5399
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105833721
EAN	4058072149208
Farbe	hellgrau/grau
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	7.1 kg
Reproduzierbarkeit	1 mg
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	720 g
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

