



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Präzisionswaage mit Batterie 600 g: 0,01, Wägeplatte 105 mm Ø

180,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Waage ist sofort startbereit inklusive 9 V Block Batterien.

Betriebsdauer ca. 12 h.

AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar.

- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
- besonders flache Bauweise
- sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Wägeplatte aus Kunststoff

Abmessungen:

170 x 240 x 39 mm (B x T x H)

Nettogewicht:

ca. 0,5 kg

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:

5°C / 35°C

Zubehör: Batterie 6LR61 Block (Best.-Nr. 2-3027)

Netzteil (Best.-Nr. 5-3078)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-7301
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072284183
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Breite	240 mm
Höhe	39 mm
Länge	170 mm
Tiefe	170 mm
Ablesbarkeit	0,0099 g
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	0.5 kg
Reproduzierbarkeit	0,0099 g
Waagen Eigenschaften	ultraflach mit umschaltbaren Wägeeinheiten mit interner Kalibrierung mit Unterflurwägeeinrichtung inklusive Batterien/Akku
DM Wägeplatte	105 mm
Energieversorgung	Batterie Akku Stromnetz
Form Wägeplatte	rund
Material Wägeplatte	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Typ Kalibrierung	auf Knopfdruck
Wägebereich MAX	600 g
Ersatzteil	2-3027
Typ Waage	Präzisionswaage
Wägeeinheiten	g oz ozt dwt

