



## KERN Tischwaage FCB, 12 kg

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

# Zusätzliche Informationen

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Art.-Nr.            | KP-4178             |
| Hersteller (Marke)  | KERN                |
| VGKL Nummer         | 645840121           |
| EAN                 | 4058072138271       |
| Farbe               | hellgrau dunkelgrau |
| Ablesbarkeit        | 0.001 kg            |
| Bedienung über      | Folientastatur      |
| Reproduzierbarkeit  | 0.001 kg            |
| Energieversorgung   | Stromnetz           |
| Material Wägeplatte | Edelstahl           |
| Wägebereich MAX     | 12 kg               |
| Hersteller          | KERN                |
| Typ Waage           | Tischwaage          |

