



KERN Tischwaage FCF, 3 kg

Artikelbilder



Beschreibung

- Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec
- Ideal geeignet als
 - - kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
 - - Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
 - - Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen

- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4192
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072138417
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	0.1 g
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	0.1 g
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	3 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Tischwaage

