



## KERN Tischwaage FFN, 15 kg

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittel-Industrie, pharmazeutischen Industrie und chemischen Industrie
- Geeignet für den rauen Industrieinsatz
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem

- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten wie Produktion, Küche, Verkaufsraum etc.
- Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4195
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072138448
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	0.005 kg
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	0.005 kg
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	15 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Tischwaage

