



## KERN Tischwaage FFN, 1,500 kg

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittel-Industrie, pharmazeutischen Industrie und chemischen Industrie
- Geeignet für den rauen Industrieinsatz
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem

- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten wie Produktion, Küche, Verkaufsraum etc.
- Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4196
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072138455
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	0.0002 kg
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	0.0002 kg
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	1 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Tischwaage

