



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Tischwaage FOB, 1,500 kg

240,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

NEU: Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren Edelstahl Ausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen Hohe Mobilität: dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand, Lebensmittel-Labor etc.) Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs per Tastendruck (Netto-/Bruttogewicht) Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Anwendungsbeispiele: Abwiegen von Zutaten und Gewürzen in der Gastronomie Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc. Abfüllen von Dosen etc. Kontrollieren von Fertigpackungen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4290
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072139223
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	500 mg
Bedienung über	Folientastatur
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	1 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Tischwaage

