



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Tischwaage FXN, 3 kg

490,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- Geeignet für den rauen Industrieinsatz
- IP68: sehr hohe Schutzklasse gegen Staub und Wasser. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal für raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich
- Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Küche, Verkaufsraum etc.)
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage
- Checkweighing: ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4315
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072139445
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau/dunkelgrau
Ablesbarkeit	1 g
Bedienung über	Folientastatur
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	3 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Tischwaage

