



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Zählsystem Max 3000 kg: d=0,0001 kg

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images

## Beschreibung

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden. Referenzwaage KERN CFS: Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit, Wägebereich und Stückgut-Volumina. Über Tastenblock programmierbar: – gewünschte Referenzstückzahl – bekanntes Referenzgewicht. Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl. Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters. Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal. Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts. Mengenwaage KERN KFP: Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) KERN CCS statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Volumina gezählt werden. Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1 x 3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65. Lieferzeit für Modelle mit >= 600kg: 5 Arbeitstage (Spedition). Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-2440
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072130565
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ablesbarkeit	0,1 g
Energieversorgung	Stromnetz
Wägebereich MAX	3000 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Zählwaage

