



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Zählsystem Max 150 kg: d=0,00001 kg

850,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden. Referenzwaage KERN CFS: Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit, Wägebereich und Stückgut-Volumina. Über Tastenblock programmierbar: – gewünschte Referenzstückzahl – bekanntes Referenzgewicht. Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl. Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Tara-gewicht z. B. eines Behälters. Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal. Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichtes. Mengenwaage KERN KFP: Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) KERN CCS statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Volumina gezählt werden. Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1 x 3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65. Lieferzeit für Modelle mit >= 600kg: 5 Arbeitstage (Spedition). Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-3171
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072133290
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ablesbarkeit	0,001 g
Energieversorgung	Stromnetz
Wägebereich MAX	150 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Zählwaage

