



KERN Zählwaage CFS, 15 kg

Artikelbilder



Beschreibung

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
 Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
 Checkweighing: ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
 Über Tastenblock programmierbar: - gewünschte Referenzstückzahl - bekanntes Referenzgewicht
 Drei Displays für Gewichtsanzeige Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
 Fill-to-target-Funktion
 Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein Signal angezeigt
 PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
 Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z. B. mit Wägebrücken KFP V20
 Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-0094
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072124564
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	0.0002 kg
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	0.0002 kg
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	15 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Zählwaage

